



Fija



102

Longitud máx.



65

Anchura máx.



110

Alturas



1

Nº lechos



TR / ATR



12

SWL

Características

La cuna está especialmente diseñada para su utilización en hospitales, clínicas y otros usos afines.

Consta de los siguientes elementos:

- Chasis de acero inoxidable.
- Bandeja inferior portaobjetos de varilla electro-soldada.
- Cesto de metraquilato.
- Cuatro ruedas de Ø100 mm.
- Además la cuna dispone de un sistema de frenado en las cuatro ruedas de manera independiente.
- La cuna puede adoptar las posiciones terapéuticas Trend y Antitrend.
- La cuna está diseñada para soportar un peso máximo de 12 kilos (SWL).

Información técnica

Altura lecho	840 mm. ±10 mm.
Altura total	1250 mm. ±10 mm.
Ancho útil cesto	390 mm. ±10 mm.
Ancho total	550 mm. ±10 mm.
Longitud útil cesto	710 mm. ±10 mm.
Longitud total	880 mm. ±10 mm.
Trend / Antitrend	14° ± 2°
Peso de la cuna	16 kg.
Carga máxima de seguridad (SWL)	12 kg.