

BUCK

BUCK

EMOS Technology GmbH
Gewerbestr. 10
D-88636 Illmensee

fon +49 (0) 75 58 / 93 82 78 - 0
fax +49 (0) 75 58 / 93 82 78 - 55

E-Mail: info@emostechnology.com
www.emostechnology.com

Visionary Medical Technology




Flexibles Uretero-Renoskop

Flexible Uretero-Renoscope

Visionary Medical Technology

Flexibles Uretero-Renoskop

Flexible Uretero-Renoscope



Technische Daten Technical data

Model	FURS-2812
Distalende / Distal tip	Ø 2.5 mm / Ø 7.5 Fr.
Einführschlauch / Insertion tube	Ø 2.8 mm / Ø 8.4 Fr.
Arbeitskanal / Working channel	Ø 1.2 mm / Ø 3.6 Fr.
Nutzlänge / Working length	680 mm
Öffnungswinkel / Field of view	88°
Abwinklung auf/ab / Angulation up/down	275° / 275°
Bildpunkte / Pixel	5.600
Tiefenschärfe / Field of depth	3 - 50 mm

Zubehör Accessories

Standard Zubehör / Standard accessories Im Lieferumfang enthalten / Accessories included in delivery

200.00040.02 Dichtigkeitstester / Leak tester

200.02421.02 ETO-Kappe / ETO-Cap

Optionales Zubehör Optional accessories	Beschreibung Description	VE PU
200.00040.02	Dichtigkeitstester komplett mit EMOS Adapter und Silikonschlauch Leakage tester complete with EMOS adapter and silicone tube	1 Stk. / 1 pcs.
200.82448.00	Reinigungsbürstenset inkl. Kassette & Wandandbringung Micro Pull Thru brush set incl. cassette & wall mount	1 VE = 60 Stk. 1 unit = 60 pcs.
200.82448.01	Micro Pull Thru Nachfüllpack Micro Pull Thru refill pack	1 VE = 180 Stk. 1 unit = 180 pcs.

Zubehör Accessories

Optionales Zubehör Optional accessories	Beschreibung Description	VE PU
200.04088.00	Fremdkörperzange Ø 1.0 mm, einfach-beweglich, Scherengriff, NL: 100 cm Foreign body forceps Ø 1.0 mm, single-action, scissors handle, WL: 100 cm	1 Stk. / 1 pcs.
200.04089.00	Fremdkörperzange Ø 1.0 mm, gezahnter Löffel, Scherengriff, NL: 100 cm Foreign body forceps Ø 1.0 mm, serrated cup, scissors handle, WL: 100 cm	1 Stk. / 1 pcs.
200.04090.00	Fremdkörperzange Ø 1.0 mm, Steinfänger, NL: 100 cm Foreign body forceps Ø 1.0 mm, stone retriever, WL: 100 cm	1 Stk. / 1 pcs.
270.00063.00	Kunststoffkoffer / Plastic suitcase	1 Stk. / 1 pcs.